



压力蒸汽灭菌器

Steam Sterilizer GSS610H

GETINGE  洁定

秉承所有人员和团体都应获得优质医疗服务的坚定理念，Getinge 致力于为医院和生命科学机构提供各种产品和解决方案，旨在改善临床效果并优化相关工作流程。我们提供的产品和解决方案涉及重症监护、心血管手术、手术室、无菌再处理和生命科学等领域。Getinge 在全球拥有 10,000 多名员工，产品销往 135 个国家。

MAQUET GmbH 迈柯唯有限责任公司
迈柯唯（上海）医疗设备有限公司
上海市长宁区红宝石路 188 号古北 SOHO 20 层
邮编：201103
联系电话：021-61973999

压力蒸汽灭菌器，禁忌内容或注意事项详见说明书，国械注进 20242110169，沪械广审（文）第 290327-72992 号

GETINGE  洁定



先进技术

高度契合

Getinge GSS610H 可与您现有的消毒供应中心高度契合，以提高优化产量。GSS610H 为您提供一致、可靠的结果，同时保持较低且可预测的成本。

在设计大装载量 Getinge GSS610H 压力蒸汽灭菌器时，我们精益求精。Getinge GSS610H 可自动优化每次灭菌循环过程时间和介质消耗。同时与 Getinge Hupfer Känguruh 装载系统兼容，让您的灭菌投资获得高回报。

Getinge 拥有近 90 年的压力蒸汽灭菌行业经验，GSS610H 值得信赖。我们了解您的需求，并提供具备可靠性、精确性和高性价比的设备，从而保证您的科室工作流程运行正常。

长久的成功经验

扩大投资价值

GSS610H 灭菌器可使灭菌部门保持高效稳定的运行状态，尽可能延长设备正常运行时间并提高工作效率。

蒸汽质量可延长设备及器械的使用寿命

蒸汽中的溶解矿物质会导致医疗器械染色、点蚀及腐蚀等损伤，从而缩短医疗器械的使用寿命。

我们的洁净蒸汽系统采用高品质不锈钢材质，可降低由于频繁更换医疗器械对长期经济效益的影响。

产量更大

自启动功能和快速灭菌时间可确保您的灭菌设备随时待命，投入稳定运行。

坚固耐用且设计精良

模块化设计使灭菌器易于维护，简化日常保养或部件更换。

大容量设计提高了处理量

在短时间内处理大量器械，Getinge GSS610H 压力蒸汽灭菌器大腔体设计可轻松提升单次处理量。

自动装卸

自动装卸系统提高工作效率和安全性。





自启动 / 关机功能

自启动功能可有效缩短压力蒸汽灭菌器开始灭菌工作之前的等待时间，自动预热灭菌器可实现在每个班次至少增加运行一个灭菌周期，从而提高总体产量。

高度直观的用户界面

GSS610H 压力蒸汽灭菌器采用创新的用户友好操作面板。直观的设计减少了培训需求，任何工作经验阶段的员工都能轻松操作设备。高分辨率大屏幕即使在远处也易于阅读和监控，操作面板可清晰、合理地显示灭菌循环相关信息。



状态一目了然：即使在远处也能轻松查看剩余时间。



卫生、易清洁的设计

优质抛光不锈钢表面光滑圆角。平齐门及极少的接缝设计，便于快速有效地进行清洁。

支持 RFID 的登录

RFID 电子登录功能可控制用户访问。该功能使用与科室内其他地方相同的安全编码，可节省时间、改进工作流程并改善追溯功能。



用户界面提供清晰、简洁的信息，仅提示您在任何特定阶段所需的信息及操作。



用户界面可提供清晰易懂的帮助，帮助用户解决问题或访问高级功能。



每次触发警报时，屏幕上都会清楚地指示应采取的行动。

高效装卸载

符合人体工程学的无菌物品搬运

选择能大幅度提高部门工作效率并为操作员提供卓越的人体工学设计的系统。

智能手推车轻松搬运重物

Getinge 智能手推车易于操作和清洁，具有轻松的半自动装载和卸载功能。

自动装载和卸载提高工作效率

一旦灭菌器准备就绪，Getinge 自动装载 / 卸载器就会自动装载和卸载物品。该系统可优化无菌处理流程，无需操作员直接监督操作。大幅度减少人工操作，从而支持符合人体工程学的工作流程。

优化您的投资

Getinge GSS610H 与 Hupfer Känguruh 装载系统兼容，可提高部门效率，优化投资。



Getinge Smart Trolley 装卸载系统。



Getinge GSS610H 与 Hupfer Känguruh 装载系统兼容

使用 Getinge GSS610H 灭菌器，您可以选择自动或手动装卸载系统。



GETINGE GSS610H STEAM STERILIZER

有效的数据管理

简化工作流程并明确责任人



消毒供应中心的卓越实践是与医院获得性感染（HAIs）进行无休止斗争的前线阵地。高效记录和调用无菌数据的能力为监管机构、认证组织和越来越了解情况的公众提供了保证。

按需访问数据

Getinge Online 是您的个人门户网站，可通过电脑或智能手机按需访问设备数据。这种高度安全的加密在线工具可提供实时和历史性能数据、云存储、备件订购信息、预防性维护指导和故障排除方案。

采集并存储实时灭菌周期数据

Getinge GSS610H 压力蒸汽灭菌器与 T-DOC 集成，T-DOC 是 Getinge 先进的无菌供应管理和可追溯性解决方案。T-DOC 可捕获并存储实时灭菌周期数据，并可报告设备性能。这对 CSSD 经理和医院管理者来说是一个宝贵的信息来源，有助于快速修复问题、改进生产规划并验证合规性。

