

# Consommables stérilisation basse température Getinge Assured

## Obtenir des résultats fiables et réguliers



Getinge propose une gamme complète de consommables pour la stérilisation basse température conçus pour améliorer chaque étape de votre flux de travail dans l'unité centrale de stérilisation.

La gamme Getinge Assured vous offre l'assurance supplémentaire que vos instruments chirurgicaux sont à la fois propres et stériles.



### Étiquettes et ruban $\text{VH}_2\text{O}_2$

- Conçus pour être utilisés dans les cycles de stérilisation à basse température  $\text{VH}_2\text{O}_2$
- Changement de couleur du bleu au vert permettant d'identifier les articles traités
- EN ISO 11140-1, Type 1

### Indicateur biologique et indicateur chimique $\text{VH}_2\text{O}_2$

- Conçus pour être utilisés dans les stérilisateurs à basse température  $\text{VH}_2\text{O}_2$
- L'indicateur biologique fournit des résultats rapides en 20 minutes
- La couleur de l'indicateur chimique passe du bleu au vert lors du traitement
- Indicateur biologique conforme à la norme EN ISO 11138
- Indicateur biologique conforme à la norme EN ISO 11140-1, Type 4

### Emballage de stérilisation

- Rouleaux de stérilisation et sachets de stérilisation composés de Tyvek® DuPont™
- Méthode d'emballage des dispositifs médicaux conçue dans le but d'être sûre et simple
- Utilisés dans les stérilisateurs basse température  $\text{VH}_2\text{O}_2$
- L'indicateur de processus change de couleur lors du traitement

Tyvek® est une marque déposée de E. I. DuPont de Nemours and Company.

## Informations de commande

### Getinge Assured

Nom d'article	N° de réf.
Indicateur biologique Superfast 20 VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Assured	6005500507
Incubateur Express Assured	6005500511
Indicateur biologique 24H VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	6005500025
Incubateur pour indicateurs biologiques (24H)	504054700
Indicateurs chimiques VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> multiparamètres type 4 Assured	6005500559
Indicateur chimique VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> type 1 Assured	504052000
Étiquette VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Assured	6005500538
Rouleau ruban adhésif VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Assured	6005500578

### Gaines de stérilisation PHV

Nom d'article	N° de réf.
Gaine de stérilisation PHV, 5 cm x 70 m	6005500359
Gaine de stérilisation PHV, 7,5 cm x 70 m	6005500360
Gaine de stérilisation PHV, 10 cm x 70 m	6005500361
Gaine de stérilisation PHV, 15 cm x 70 m	6005500362
Gaine de stérilisation PHV, 20 cm x 70 m	6005500027
Gaine de stérilisation PHV, 25 cm x 70 m	6005500028

Gaine de stérilisation PHV, 30 cm x 70 m	6005500029
Gaine de stérilisation PHV, 35 cm x 70 m	6005500030
Gaine de stérilisation PHV, 40 cm x 70 m	6005500031

### Sachets de stérilisation PHV

Nom d'article	N° de réf.
Sachet de stérilisation PHV, 7,5 cm x 20 cm	6005500363
Sachet de stérilisation PHV, 10 cm x 28 cm	6005500364
Sachet de stérilisation PHV, 15 cm x 30 cm	6005500032
Sachet de stérilisation PHV, 20 cm x 40 cm	6005500033
Sachet de stérilisation PHV, 25 cm x 45 cm	6005500034



**Mentions légales - Rouleaux et sachets de stérilisation VHP Getinge Pack** - Dispositif conçu pour emballer les dispositifs médicaux destinés à la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turquie. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2024-0533-A, version de juillet 2024.

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

Fabricant : Getinge Sterility Assurance · 74 Inverness Drive East · Englewood, CO · USA · info@getinge.com

© 2024 Getinge | Getinge et GETINGE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Getinge AB, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées.

DMS-0007084-rév. 1 | Tous droits réservés

**GETINGE** 