



Ballon Linear

Spécifications techniques du ballon 7.5 Fr.

Spécifications techniques

Ballon Intra-Aortique (BIA) Linear 7.5 Fr. avec kit d'insertion

Référence	Ballon					
	Volume nominal (cc)	Longueur nominale (mm)	Diamètre du ballon à 2 psi (mm)	Longueur de cathéter insérable (mm)	Diamètre de la lumière de mesure de pression mm (in.)	Diamètre du guide mm (in.)
0684-00-0480-01	40	258	15.0	723	0.68 mm (0.027")	0.64 mm (0.025")
0684-00-0479-01	34	221	15.0	723	0.68 mm (0.027")	0.64 mm (0.025")
0684-00-0478-01	25	165	15.0	723	0.68 mm (0.027")	0.64 mm (0.025")

Information de commande

Produit	Référence
Ballon Linear 7.5 Fr. 40 cc avec kit d'insertion	0684-00-0480-01
Ballon Linear 7.5 Fr. 40 cc avec kit d'insertion et adaptateur console Arrow	0684-00-0480-02
Ballon Linear 7.5 Fr. 34 cc avec kit d'insertion	0684-00-0479-01
Ballon Linear 7.5 Fr. 34 cc avec kit d'insertion et adaptateur console Arrow	0684-00-0479-02
Ballon Linear 7.5 Fr. 25 cc avec kit d'insertion	0684-00-0478-01
Ballon Linear 7.5 Fr. 25 cc avec kit d'insertion et adaptateur console Arrow	0684-00-0478-02
Le kit d'insertion Linear 7.5 Fr. 40 cc et 34 cc comprend :	0884-00-0019-13
<ul style="list-style-type: none">Un introducteur renforcé 15cm (6") avec valve hémostatiqueUn dilateur d'introducteurUne aiguille angiographique de calibre 18 (1.3 mm, 0.050")Un dilateur de vaisseauUn guide en acier inoxydable 0.64 mm(0.025") X 145 cm, 3 mm J, revêtement en PTFEUne extension de cathéter de 183cm (6') (uniquement 40 cc et 34 cc)Un bouchon Luer mâleUn robinet à trois voiesDeux tubulures de pression de 122 cm (4')	
Le kit d'insertion 25 cc comprend :	
Tous les points cités au-dessus sauf le cathéter d'extension 6' remplacé par le cathéter d'extension 5'	0884-00-0019-12
Adaptateur console Arrow - Pack de 5 (25 cc à 40 cc)	0684-00-0510-01
Statlock IAB (boîte de 20) - Dispositif de fixation	0684-00-0472

Configuration

Emballage

Une pochette stérile, ouverture sur le coin

Cycle de vie

Usage unique

Durée de vie du ballon

3 ans à partir de la date de fabrication.

Pour plus d'informations, contacter votre représentant commercial.

*Getinge, and **GETINGE** ✱, sont des marques déposées de Getinge AB, ses filiales aux Etats-Unis ou d'autres pays. StatLock est une marque déposée de C.R. Bard Inc ou ses filiales. · Copyright 2024 Datascope Corp. · Tous droits réservés · Se référer au manuel d'utilisation pour les indications, avertissements, contre-indications et précautions. aindications and precautions 10/2024

PUB-2022-0118-C, version de novembre 2024

Getinge France · société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

Fabricant · Datascope Corp. · 15 Law Drive · Fairfield, NJ 07004 · USA

www.getinge.fr

GETINGE ✱