

Détergent Getinge Clean Universal

Détergent alcalin doux

Le détergent Universal Getinge Clean convient à la plupart des matériaux

Il s'agit d'un détergent alcalin doux destiné à être utilisé dans les laveurs-désinfecteurs, les bains à ultrasons et pour le nettoyage manuel des dispositifs médicaux.

Ce détergent peu moussant et non abrasif pour le nettoyage des instruments élimine, dissout et disperse la plupart des salissures.

Convient à une utilisation sur des surfaces résistantes aux alcalis comme l'acier inoxydable, la céramique, le verre, les plastiques résistants et les métaux mous.



Disponible en bidons de 5 l, 10 l, 25 l et 205 l

Mentions légales

Getinge Universal Detergent - Détergent alcalin doux destiné aux laveurs désinfecteurs, aux bains à ultrasons et au nettoyage manuel. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par Quadralene Limited, Royaume-Uni. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2022-0543-B, version de janvier 2024.

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY - 02 38 25 88 88 - accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr

GETINGE