

Getinge Clean Enzymatic Plus

Détergent multi-enzymatique

Un détergent multifonction au pH neutre pour le nettoyage des dispositifs médicaux

Le Getinge Clean Enzymatic Plus ajoute une fonctionnalité supplémentaire à notre gamme de détergents. Sa formule puissante est conçue pour agir efficacement dans les applications manuelles et par ultrasons ainsi qu'avec les appareils de lavage et de désinfection.

Avec quatre types d'enzymes et un ensemble tensioactif équilibré, le produit enlève facilement les souillures des instruments et des appareils et présente des propriétés qui éliminent le biofilm. Il est compatible avec une grande variété de matériaux, tels que des métaux, le plastique et les élastomères.

Dans les laveurs-désinfecteurs, le contrôle de la mousse vise à assurer un bon nettoyage en optimisant la pression d'eau pendant la phase de lavage.

Dans le cadre d'un nettoyage manuel, les solutions d'Enzymatic Plus sont transparentes dans une large gamme de qualités d'eau et à toutes les températures dans le but d'assurer une visibilité des articles nettoyés, améliorant ainsi la sécurité.



Disponible en bidons de 5 l, 25 l et 205 l

Trouvez votre représentant commercial Getinge local sur le site :

Getinge France · société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

Mentions légales

Getinge Enzymatic Detergent_Getinge Enzymatic Plus - Détergent enzymatique neutre destiné aux laveurs désinfecteurs, aux bains à ultrasons et au nettoyage manuel. Il s'agit d'un produit de classe I. Produit fabriqué par Quadralene Limited, Royaume-Uni. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2023-0299-B, version de janvier 2024.

www.getinge.fr

GETINGE 