



Erleben Sie den Flow

Verbesserter Arbeitsablauf mit dem kompakten Narkosegerät Flow-c

Flow-c auf einen Blick

Unsere neue Klasse für Praxiskliniken
und ambulante OP-Zentren

Intelligentes Design mit hoher Benutzerfreundlichkeit

- Kompakte Bauweise
- Intuitive Bedienphilosophie
- Kreisteilwechsel mit wenigen Handgriffen und einfache Aufbereitung
- Touchscreen, kipp- und drehbar
- Zentrale Vierradbremse

High-End Technologie zur Sicherstellung höchster Qualität

- Aktiver Hypoxie-Schutz O₂Guard für zusätzliche Patientensicherheit
- Elektronische Verdampfer für einen effizienteren Narkosemitteleinsatz
- Servo-Gasmodule ermöglichen höchste Beatmungperformance
- Smartes Volumenreflektor-Rückatmungssystem ersetzt das klassische Kreisteil
- MAC Brain – Anzeige der Narkosemittelkonzentration im Zielorgan



Sicherstellung maximaler Verfügbarkeit mit Getinge Online

Getinge Online bietet nicht nur schnelle Reaktionen auf akute Probleme, sondern auch Vorteile durch vorbeugende Wartung. Über das Portal kann ein Kundendiensttechniker die meisten Probleme per Fernwartung lösen, was Zeit und Kosten spart.

Profitieren Sie von einer Finanzierung mit Getinge

Getinge bietet individuelle Finanzierungslösungen, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind und Ihre Liquidität schonen. Mit unserem Nutzungsvertrag können Sie Kosten für Neuanschaffungen in monatlichen Nutzungsraten an die Nutzungsdauer Ihrer Anschaffungen anpassen.

Kostenlose 24/7 Hotline

Erreichbarkeit von Getinge Anwendungsspezialisten rund um die Uhr.