

# Getinge Assured Verbrauchsmaterialien für die Niedertemperatur Sterilisation

## Für genaue und gleichbleibende Ergebnisse



Getinge bietet eine umfassende Auswahl an Niedrigtemperatur-Verbrauchsmaterialien, die darauf ausgelegt sind, jede Phase des Arbeitsablaufs in der AEMP zu optimieren.

Das Getinge Assured-Sortiment bietet Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass Ihre chirurgischen Instrumente sowohl sauber als auch steril sind.



### Etiketten und VH2O2-Tape

- Entwickelt für den Einsatz in VH2O2-Niedrigtemperatur-Sterilisationsprozessen
- Farbwechsel von Blau zu Grün zur Identifizierung der behandelten Gegenstände
- Entspricht EN ISO 11140-1, Typ 1

### Biologischer und chemischer Indikator VH2O2

- Der biologische Indikator liefert schnelle Ergebnisse in 20 Minuten
- Der chemische Indikator wechselt die Farbe von Blau zu Grün nach der Behandlung
- Der biologische Indikator entspricht EN ISO 11138
- Der chemische Indikator entspricht EN ISO 11140-1, Typ 4

### Sterilisationsverpackung

- Sterilisationsrollen und -beutel aus DuPont™ Tyvek®
- Sichere und einfache Methode zur Verpackung von Medizinprodukten
- Verwendet in VH2O2-Niedrigtemperatur-Sterilisatoren
- Prozessindikator wechselt die Farbe nach der Behandlung

## Bestellinformationen

### Getinge Assured

Artikelbezeichnung	VPE*	Bestell-Nr.
Superfast 20 Biological Indicator (VH2O2)	50	6005500507
Express Incubator	1	6005500511
Multicritical Process Variable Indicator (VH2O2)	250	6005500559
VH2O2 Tape	1	6005500578

### VHP Sterilisationsrollen

Artikelbezeichnung	VPE*	Bestell-Nr.
VHP Sterilisationsrolle 5 cm x 70 m	12 Rollen	6005500359
VHP Sterilisationsrolle 7,5 cm x 70 m	8 Rollen	6005500360
VHP Sterilisationsrolle 10 cm x 70 m	6 Rollen	6005500361
VHP Sterilisationsrolle 15 cm x 70 m	4 Rollen	6005500362
VHP Sterilisationsrolle 20 cm x 70 m	4 Rollen	6005500027
VHP Sterilisationsrolle 25 cm x 70 m	2 Rollen	6005500028
VHP Sterilisationsrolle 30 cm x 70 m	2 Rollen	6005500029
VHP Sterilisationsrolle 35 cm x 70 m	2 Rollen	6005500030
VHP Sterilisationsrolle 40 cm x 70 m	2 Rollen	6005500031

### VHP Sterilisationsbeutel

Artikelbezeichnung	VPE*	Bestell-Nr.
VHP Sterilisationsbeutel 7.5 cm x 20 cm	1.000 Beutel	6005500363
VHP Sterilisationsbeutel 10 cm x 28 cm	1.000 Beutel	6005500364
VHP Sterilisationsbeutel 15 cm x 30 cm	1.000 Beutel	6005500032
VHP Sterilisationsbeutel 20 cm x 40 cm	1.000 Beutel	6005500033
VHP Sterilisationsbeutel 25 cm x 45 cm	750 Beutel	6005500034

\*Verpackungseinheit (VPE)



Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

**Getinge Deutschland GmbH** • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com

**Getinge Österreich GmbH** • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

**Getinge Schweiz AG** • Wilerstrasse 75 • 9200 Gossau • Schweiz • +41 71 335 03 03 • info@getinge.ch