



# アクロバット SUV

## Acrobat-SUV Off Pump System

# Acrobat-SUV Off Pump System

## アクロバット SUV スタビライザー

### オフポンプシステム


アクロバット SUV スタビライザーはOff-pumpバイパス手術中に拍動下にて術部の血管を剥離し、局部的に固定するよう設計されているサクシオン(吸引)機能付きのスタビライザーです。

アクロバットSUVスタビライザーはAccess Rail™ プラットフォーム(ブレード)とセットになっています。

Access Rail™ プラットフォーム(ブレード)はACTIVATOR™ Driveに取り付けて使用します。これらの併用により、胸骨切開中に胸腔へ容易にアクセスが可能となり、術部も直接確認できるようになります。さらにはスタビライザー先端にはフットが付いており縫合部位をしっかり固定し心膜縫合を容易に行うことができます。

アクロバット-SUVスタビライザーはユニバーサルタイプのマウントを採用しています。

Can strength  
be flexible?




### アクロバット SUV スタビライザー 付属品


#### Access Rail™ プラットホーム(ブレード)

下記1セットが付属しています。

1. プラットホームリリースラッチ
2. プラットホーム
3. 縫合糸フォルダー



### アクティベータドライブ 別売り品



カタログ番号	製品名
OM-9000Z	アクロバット SUV スタビライザー
UA-5001	アクティベータドライブ

販売名: アクロバット SUV  
カタログ番号: OM-9000Z  
認証番号: 225AABZX00181000

販売名: アクティベータドライブ  
カタログ番号: UA-5001  
届出番号: 13B1X00176CV0002



製造販売元

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 アク्यूト・ケア・セラピー事業部

第1種医療機器製造販売業許可番号 13B1X00176

本社	〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲 23F	TEL: 03-5463-8316
札幌オフィス	〒060-0034 北海道札幌市中央区北四条東1-2-3 札幌フコク生命ビル 9F	TEL: 011-271-5193
仙台オフィス	〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル 10F	TEL: 022-716-1175
東京オフィス	〒135-0053 東京都江東区辰巳3-9-2	TEL: 03-6758-2983
名古屋オフィス	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-25 日本生命広小路ビル 4F	TEL: 052-218-7311
神戸オフィス	〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21 三宮グランドビル 3F	TEL: 078-251-3914
広島オフィス	〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-7-10 広島三井ビルディング 16F	TEL: 082-247-7706
高松オフィス	〒760-0023 香川県高松市寿町1-3-2 高松第一生命ビルディング 4F	TEL: 087-851-6150
福岡オフィス	〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10 呉服町ビジネスセンター 6F	TEL: 092-281-5436

Getingeは、すべての人と地域社会が最善のケアを受け得ることを願い、病院やライフサイエンス関連施設に、臨床結果の向上と最適なワークフローの実現を適える製品・ソリューションを提供しています。その領域は、集中治療、心臓血管手術、手術室、滅菌再生処理、ライフサイエンスといった多様な領域にわたります。Getingeは、世界で10,000人以上の従業員を擁し、製品・ソリューションは135か国以上の国で使用されています。

[www.getinge.com](http://www.getinge.com)

※仕様は予告なく変更することがあります

MCS-004-01