

滅菌供給管理システム T-DOC

T-DOCは滅菌物の管理とトレーサビリティ情報の取得・管理を行うためのシステムです。これまで行われていた紙でのマニュアル管理からデジタル化することで、「誰でも簡単に」「必要な器材を適切な時間と場所に」整えることができます。

また蓄積されたデータを活用することで最適な器材の在庫管理やコスト管理が可能となります。



<https://www.getinge.com/jp/products/t-doc-2000/>



第99回 日本医療機器学会大会

メディカルショージャパン&ビジネスエキスポ 2024

ゲティンゲは6月20日~22日にパシフィコ横浜で開催される第99回日本医療機器学会、メディカルショージャパン&ビジネスエキスポ2024の展示と企業セミナーに参加いたします。滅菌供給部門における製品やデジタルソリューションを体験いただけます。また、新製品である手術台と手術用照明器も展示予定です。みなさんのお越しをお待ちしております。

企業セミナーのご案内

会場：パシフィコ横浜 展示ホール C 企業プレゼン会場

日時 2024年6月21日(金) 11:30~12:00

テーマ ゲティンゲのDXトータルソリューション

発表者 森脇 聡

(ゲティンゲグループジャパン(株)ヘルスケアマーケティング事業部 DHS)

手術を運営する上で必要な「人」「場所」「物」の管理をDX化することで効率化することができます。

手術室マネジメントシステム“Torin”と滅菌供給管理システム“T-DOC”の連携し、昨今の医療現場でのお困りごとに対するソリューションをご紹介します。

日時 2024年6月21日(金) 14:00~14:30

テーマ ゲティンゲのトータルソリューション
CSSDに必要&適切な消耗品とその役割

発表者 田中 知子

(ゲティンゲグループジャパン(株)ヘルスケアマーケティング事業部IC)

医療器具の再生処理は、患者や医療従事者を感染から守るための非常に重要な役割を担っています。洗浄剤、モニタリング、組立・包装、滅菌に至るまで、滅菌再生処理サイクルを安全にそして効率的に行うための消耗品製品の紹介とその使い方をご紹介します。

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 ヘルスケア事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL:03-5463-8313 第一種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00176

www.getinge.com/jp

出展のお知らせ

滅菌供給部門におけるスムーズなワークフローを実現するための設備・機器に加え、病院内で働くスタッフの皆様が効率的に働くための環境をつくるソリューションをご紹介します。


ブース展示

日時 **2024年6月20日(木)13:00~17:30**
21日(金)10:00~17:30
22日(土)10:00~16:00

展示会場 **パシフィコ横浜** 展示ホールC

入場料 **無料** (当日登録制)

ブース番号26 ゲティンゲグループ・ジャパン



GSS67F シリーズ

GSS67F シリーズは低温蒸気とホルムリン（ホルムアルデヒド水溶液）を混合させた混合気体を滅菌剤として使用する低温滅菌器です。また、EN285に準拠した高圧蒸気滅菌とEN14180に準拠した低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌を併用できる画期的なハイブリッド滅菌器です。



販売名：GSS67F シリーズ 一般的名称：ホルムアルデヒドガス滅菌器
製造販売届出番号：229AKBZX00073000 医療機器の分類：特定保守管理医療機器



Getinge Aquadis 56 シリーズ

Getinge Aquadis 56 シリーズは省スペース・大容量設計で、ドアの仕様など、施設に合わせた選択肢が豊富なウォッシャー・ディスインフェクターです。

プログラム内容、機械的要求事項に関して厳しい検査を経てISO15883に準拠した装置です。



販売名：Getinge Aquadis 56 シリーズ 一般的名称：器具除染用洗浄器
製造販売届出番号：13B1X001761C0011



Getinge CSD Dose Tech

多くの滅菌供給部門（CSSD）では、用手洗浄エリアで計量カップで目視にて洗剤を計量し投入していることから、人によって計量に誤差が生じています。CSD DoseTech は浸漬洗浄時の洗剤投入量を一定化し、一貫した洗浄効果を可能にします。



Getinge Clean & Assured

Getinge Clean & Assured では中央材料室の汚染ゾーン、クリーンゾーン、既滅菌ゾーンで使用する、各種洗浄剤やインジケータなど、安心と安全を確認する品質保証のための製品を取り揃えています。



INSIGHT

INSIGHTは、患者やベットの状態を見える化し、病床管理に関する手間を大幅に削減。これにより、病床稼働率が上がり、病院経営の効率化にも貢献します。



Torin

Torinは、手術部門の効率的な計画立案・管理、そして最適化をサポートする手術室マネジメントシステムです。Torinの導入によって、手術の計画立案が改善され、日々のスケジュールを予定通りに進めるための院内各部署のリソースの効率的な活用が可能になります。



Maquet Corin 移動型手術台

Maquet Corin は、インテリジェントガイド付き移動型手術台です。手術部門の日常業務プロセスを効率化させる様々なテクノロジーを搭載し、より直感的な操作が行えるようになりました。安全機能やワークフローを向上させる機能も搭載し、快適な手術環境の実現に貢献します。



販売名：コーリン 一般的名称：汎用電動式手術台
製造販売届出番号：13B1X001765W0053 医療機器の分類：特定保守管理医療機器



Maquet EZEZ 手術用照明器

Maquet EZEZ は、幅広い手術用途に適用し、外来手術センターなどの臨床現場でも、シンプルで使いやすく、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。また、日々進化するリスク管理基準にも対応するよう設計されています。



販売名：エゼア 一般的名称：手術用照明器
製造販売届出番号：13B1X001765W0054 医療機器の分類：特定保守管理医療機器 設置管理医療機器