

# Maquet Moduevo Bridge

Think horizontal!

Getingeは建築上の制約に対応するため、横型のソリューションを開発しました。それがModuevo Bridgeです。この経済的で省スペースのシーリングサプラユニットは、医療従事者と患者間の連携を強化するために設計されています。急性期治療に必要な様々な装置を集約して接続・配備できるため、迅速な処置や判断の切替をサポートします。本製品は、集中治療室や重症ケアユニット、回復室、救急部門に設置することが可能です。



Skyモジュールとのプレミアムソリューション

## 設備制約への挑戦

- **天井の低い場所にも理想的：**  
ビームの高さは1800mmから2350mmまで調整可能です。
- **大型ユニットにも選択可能：**  
ユニットを隣り合わせに配置することで、スペースの損失を防ぐことができます。また、2200mmから3500mmまでの様々なビームを組み合わせることができます。
- **窓のない空間へも効果的：**  
睡眠用照明（ソムナスライト）は革新的な昼光シミュレーションを提供します。
- **あらゆるニーズに対応する優れたソリューション：**  
Moduevoの多目的エルゴノミックポジショニングシステム（EPoS）は、位置決め、保持、保管のための機器の追加や取り外しを簡単に行うことができます。

## 心地よい環境を求めて

- **患者ケアのためのアクセスを改善：**  
患者の頭部へも素早く、かつ制限なくアクセスできます。
- **診療をより円滑に：**  
オプションのORライトアダプターと共に、Maquet Lucea（50または100）もしくはMaquet Volista Accessのいずれかを使用すれば、より多くの光量を追加することができます。
- **患者や家族、医療スタッフが過ごしやすい空間を提供：**  
最大6色の環境照明をModuevo Bridgeに統合可能。
- **ノイズの最小化：**  
電動ブレーキ音はとて静かで患者の邪魔になりません。

## 経済的にご利用いただくために

- **1台で2床まで：**  
1つのユニットで2つのベッドに使用できるため、入院患者が多い時も柔軟に対応することができます。



横方向へのスライドは一人で管理できます。少ない力で簡単にディストリビューターを近づけたり遠ざけたりすることができます。



睡眠用照明（ソムナスライト）は、照明研究センターの推奨事項に基づいて開発されました。青みがかったトーンは朝の光を、赤みがかったものは夜の光を表しています。（概日リズムに基づく）



ラック & ポールソリューション



ポールソリューション

テクニカルデータ	ラック & ポールソリューション	ポールソリューション	プレミアムソリューション
推奨する高さ設定	1800 - 2000mm	2100mm	2350mm
ビームの長さ	2200, 2500, 2800, 3100, 3500mm		
耐荷重	ポール：60kg (30kg / 各側) ラック：130kg	120kg (各シャトル)	400mm スイベルアーム利用：120kg 600mm スイベルアーム利用：80kg
ブレーキシステム	機械式	機械式 & 電気式	
照明システム	トップナイトライト、読書灯、作業用照明、睡眠用照明（ソムナスライト）、色付き環境照明、OR ライト用（Maquet LuceaまたはMaquet Volista Access）専用アダプター		



### ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

サージカルワークフローズ事業部  
〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲23F  
TEL：03-5463-8313 FAX：03-5463-6856  
第一種医療機器製造販売許可番号：13B1X00176

[www.getinge.com/jp](http://www.getinge.com/jp)

Getingeは、すべての人と地域社会が最善のケアを受け得ることを願い、病院やライフサイエンス関連施設に、臨床結果の向上と最適なワークフローの実現を進める製品・ソリューションを提供しています。その領域は、集中治療、心臓血管手術、手術室、滅菌再生処理、ライフサイエンスといった多様な領域にわたります。Getingeは、世界で10,000人以上の従業員を擁し、製品・ソリューションは135か国以上の国で使用されています。

MSWCD-31-01  
Maquet Moduevo Bridge  
2020.10.pdf (Original 03/20)  
※仕様は予告なく変更することがあります