

# Trimano Fortis

## Improving ergonomics

長い間ご愛顧いただきましたトリマノ 3D サポートアームは、トリマノ フォーティスとして生まれ変わりました



トリマノ フォーティスは、手術スタッフをサポートするための、人間工学に基づき設計された可動性の高いアームです。トリマノ 3D サポートアームの後継機種として、その利点を残しながら、前モデルよりもしっかりとした作りで、耐荷重<sup>\*</sup>や操作性を大幅に向上させました。また、人間工学的な改良を行ったことで、ハンドルの解除が軽くなり、位置の再調整がしやすくなっています。

<sup>\*</sup>患者の腕の最大比例重量は250kg

### 特長:

- **使い方が簡単:** トリマノ フォーティスは電源や追加の部品が不要です
- **業務削減:** さまざまな手術に適用できるため、手術スタッフの業務を改善します
- **簡便な操作法:** 「クリック&ムーブ」操作によって、固定が解除されている時も、適度な固さを保ちながら自由な動きを実現します
- **汎用性:** 豊富なアクセサリにより、さまざまな分野の手術に対応します
- **互換性:** サイドレールのある手術台に使用できます
- **経済的効果:** 旧製品のアクセサリとの互換性があるため（一部の製品を除く）既存のアクセサリの利用も可能です

# 手術室をより快適に

整形外科手術において、患者の手足を保持し続けることは、手術助手にとって大きな負担になります。この役割を、トリマノ フォーティスに置き換えることができます。

トリマノ フォーティスは、手術台のアクセサリールールに接続し、すぐに使用できます。どの方向にも動かすことができ、どのポジションでも自在に固定できます。

操作が簡便なため位置の調整が楽になり、かつ耐荷重が大きくなったことで、より多くの手技に対応できるようになりました。このような特長は、手術現場において必要不可欠なツールです。また、トリマノ フォーティスは旧製品と多くの互換性があるので、すでにお持ちのアクセサリを使用できます。

## 製品番号および互換性のあるアクセサリ

1002.30A0	トリマノフォーティスサポートアーム
1002.31A0	トリマノフォーティスアダプター
1002.32A0	トリマノフォーティスアームレスト SFC
1002.43A0	トリマノ側臥位用アームレスト
1002.43B0	トリマノビーチチェア用アームレスト
1002.52A0	トリマノフォーティス用滅菌セット
1002.45A0	トリマノ牽引ポスト
1002.48A0	トリマノ手指牽引具

消耗品は掲載しておりませんので、手術台アクセサリカタログをご参照ください



ビーチチェアポジション時の肩の処置



仰臥位での手指牽引



側臥位での形成外科手術



腹臥位での肘手術

## GETINGE

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

サージカルワークフローズ事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲23F

TEL : 03-5463-8313 FAX : 03-5463-6856

第一種医療機器製造販売業許可番号 : 13B1X00176

[www.getinge.com/jp](http://www.getinge.com/jp)

Getingeは、すべての人と地域社会が最善のケアを受け得ることを願い、病院やライフサイエンス関連施設に、臨床結果の向上と最適なワークフローの実現を進める製品・ソリューションを提供しています。その領域は、集中治療、心臓血管手術、手術室、滅菌再生処理、ライフサイエンスといった多様な領域にわたります。Getingeは、世界で10,000人以上の従業員を擁し、製品・ソリューションは135か国以上の国で使用されています。

販売名:トリマノ フォーティス  
一般的名称:手術台アクセサリ  
製造販売届出番号:13B1X00176SW0048  
医療機器の分類:一般医療機器

MSWOT-41-01  
Trimano Fortis  
2021.12.1000P (Original 10/21)  
※仕様は予告なく変更することがあります