


GEW 888 neo



Efficacité optimale en lavage GMP

Tirez le meilleur parti de votre laverie avec
une capacité de lavage accrue dans un espace réduit



Visitez notre site web

GETINGE 

GEW 888 neo

Conçu pour optimiser l'espace et les performances en zone de lavage, le **GEW 888 neo** est un laveur cGMP efficace qui s'intégrera parfaitement dans votre laverie avec une empreinte environnementale réduite tout en offrant une grande capacité de lavage.

Maximiser et optimiser l'utilisation en laverie

De conception compacte, le GEW 888 neo est doté d'une porte coulissante verticale automatique vers le bas ne nécessitant pas de hauteur supplémentaire au-dessus du laveur. Conçu pour les espaces restreints et pour laisser plus de place aux autres dispositifs en zone de production, le GEW 888 neo est la solution GMP idéale pour augmenter la capacité de lavage dans un encombrement réduit.

Le GEW 888 neo peut être configuré comme modèle à simple ouverture ou traversant pour répondre à vos exigences d'installation. Le walk'in trolley assure un chargement/déchargement facile et ergonomique des charges à laver sur leur portoir de lavage.

Économiser de l'énergie et des coûts

La consommation réduite du GEW 888 neo garantit de faibles coûts d'exploitation et vous aide à atteindre vos objectifs de durabilité. Le procédé breveté et de pointe de rinçage final en un seul passage utilise un minimum d'eau par bain, ce qui permet de l'utiliser plusieurs fois en fonction du processus validé. Il est également possible d'effectuer un rinçage en un seul passage au début de votre processus de pré-rinçage, ce qui vous donne une flexibilité totale dans la composition des recettes de lavage.



Volume : 482 litres
et empreinte au sol réduite : 1.3 m²

Le GEW 888 neo offre

- + Une grande capacité de lavage avec des résultats de nettoyage fiables et répétés
- + Encombrement compact pour optimiser l'espace
- + Performance durable
- + Conception innovante et ergonomique qui garantit une manipulation sûre et aisée
- + Longue durée de vie et temps d'arrêt minime
- + Configurable en PLC SIEMENS ou Allen Bradley

Sécurité et simplicité à portée de main

Le GEW 888 est conforme aux exigences FDA 21 CFR part 11, aux normes ASME BPE, aux directives cGMP et ISPE. Le choix de l'automatisme Siemens ou Allen Bradley garantit aux opérateurs la sécurité du dialogue homme/machine.

Getinge France · société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · operation-ventes.projet.fr@getinge.com

DMS-0004952 Flyer GEW 888 neo 20231127. © Copyright 2023 Getinge AB. Tous droits réservés. Sujet à modifications. PUB-2024-0236-A version d'avril 2024